


ARKTM Gabapentin Calibrator











Lire attentivement avant toute utilisation la présente notice d'emploi de ARK Diagnostics, Inc. relative au calibrateur du test de détection de Gabapentine et suivre les instructions qui y sont formulées. En cas de non-respect des instructions figurant dans la présente notice d'emploi, la fiabilité des résultats d'analyse ne peut être garantie.

Service clientèle

 **ARK Diagnostics, Inc.**
 48089 Fremont Blvd
 Fremont, CA 94538 USA
 Tél. : 1-877-869-2320
 Fax: 1-510-270-6298
 customersupport@ark-tdm.com
 www.ark-tdm.com

 
 Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP La Haye
 Pays-Bas

Légende des symboles utilisés

	Code de lot	 YYYY-MM-DD	Utiliser avant/date de péremption
	Numéro de catalogue		Fabricant
	Représentant autorisé		Sigle CE
	Procédé médical pour diagnostic in vitro		Limite de température
	Consulter la notice d'emploi		Calibrateur
Rx Only	Usage réservé à la prescription		

1 Dénomination

ARKTM Gabapentin Calibrator

2 Utilisation visée

Le calibrateur de la Gabapentine ARK est destiné à l'étalonnage du test ARK pour détection de la Gabapentine.

3 Contenu

Le calibrateur ARK de la Gabapentine est conçu comme une matrice de protéines synthétiques, présentant les concentrations de Gabapentine suivantes :

REF	Description du produit	Quantité/Volume	
5025-0002-00	ARKTM Gabapentin Calibrator* Gabapentine, tampon, albumine de sérum bovin, et azoture de sodium	Flacons compte-gouttes	
	A	0,0 µg/ml	1 X 4 ml
	B	1,5 µg/ml	1 X 2 ml
	C	4,0 µg/ml	1 X 2 ml
	D	10,0 µg/ml	1 X 2 ml
	E	20,0 µg/ml	1 X 2 ml
	F	40,0 µg/ml	1 X 2 ml

*Pour convertir les résultats de µg/ml en µmol/l de Gabapentine, multiplier les valeurs en µg/ml par 5,84. Les concentrations de Gabapentine deviennent alors respectivement 8,8, 23,4, 58,4, 116,8, et 233,6 µmol/l pour les calibrateurs respectifs de B à F.

4 Standardisation.

Il n'existe aucun standard reconnu à l'échelon international pour la Gabapentine. Les calibrateurs sont confectionnés par dilution gravimétrique de Gabapentine hautement purifiée dans une matrice protéinique synthétique exempte de Gabapentine.

5 Avertissements et précautions

- Pour usage de diagnostic *in vitro*.
- Ne pas mélanger les calibrateurs issus de lots différents.
- Utiliser chaque lot comme un ensemble assorti
- Les calibrateurs contiennent ≤0,09 % d'azoture de sodium

6 Instructions d'emploi

- Pour le résumé complet et l'explication du test de Gabapentine, se reporter à la notice d'emploi du test ARK de détection de la Gabapentine.
- Les calibrateurs sont prêts à l'emploi. Mélanger chaque concentration en inversant délicatement avant distribution.
- Introduire un volume suffisant (~40 µl/goutte) dans chaque coupelle d'échantillonnage pour chaque concentration. Consulter les exigences de volume des échantillons spécifiques aux instruments. Remettre les capuchons sur les conteneurs originaux et visser fermement.
- Conserver entre 2°C et 8°C. Utiliser avant la date de péremption. Une fois ouverts, les flacons peuvent être conservés entre 2°C et 8°C pendant 12 mois avant la date de péremption.

7 Procédure

Étalonnage

Effectuer un étalonnage complet (en 6 points) et tester les calibrateurs en double. Vérifier la courbe d'étalonnage avec au moins deux concentrations des contrôles de qualité, conformément au plan d'assurance qualité établi du laboratoire.

Quand un nouvel étalonnage est-il nécessaire ?

- Lorsqu'un nouveau numéro de lot de réactifs est en usage
- Lorsque les résultats de contrôle de qualité le demandent
- Lorsque les protocoles standards de laboratoire l'exigent

8 Limitations de la procédure

La fiabilité et la reproductibilité des résultats dépendent du fonctionnement adéquat des instruments, des réactifs, des calibrateurs, des contrôles, du stockage des produits selon les instructions et d'une bonne technique de laboratoire.

9 Marques déposées

ARKTM est une marque déposée de **ARK** Diagnostics, Inc. Toutes les autres marques et produits sont des marques commerciales appartenant à leurs compagnies respectives.



ARK Diagnostics, Inc.
Fremont, CA 94538 USA

Imprimé aux USA
Révisé en Février 2017
1600-0183-00FR Rév. 04