


ARK™ Levetiracetam Control

Pred použitím si dôkladne prečítajte tieto písomné informácie spoločnosti ARK Diagnostics, Inc. priložené ku kontrolnej vzorke ARK Levetiracetam Control. Pokyny uvedené v týchto písomných informáciách priložených k baleniu sa musia dodržiavať. V prípade nedodržania pokynov uvedených v týchto písomných informáciách priložených k baleniu sa nezaručuje spoľahlivosť výsledkov testu.

Zákaznícke centrum



ARK Diagnostics, Inc.
 48089 Fremont Blvd
 Fremont, CA 94538 USA
 Tel.: 1-877-869-2320
 Fax: 1-510-270-6298
 customersupport@ark-tdm.com
 www.ark-tdm.com



Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP Haag
 Holandsko

Vysvetlivky použitých symbolov

	Kód šarže	 RRRR-MM-DD	Použiteľné do/dátum expirácie
	Katalógové číslo		Výrobca
	Autorizovaný zástupca		Značka CE
	Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro		Teplotné obmedzenie
	Pozrite si návod na použitie		Kontrola kvality
Rx Only	Len na lekársky predpis		

1 Názov

Kontrolná vzorka ARKTM Levetiracetam Control

2 Použitie

Kontrolná vzorka ARK Levetiracetam Control je určená na kontrolu kvality testu ARK Levetiracetam Assay, **REF** 5024-0001-00.

3 Obsah

Kontrolná vzorka ARK Levetiracetam Control pozostáva zo syntetickej proteínovej matrice s týmito koncentraciami levetiracetamu:

REF	Opis produktu	Množstvo/objem
5024-0003-00	Kontrolná vzorka ARK Levetiracetam Control Levetiracetam, pufer, albumín z hovädzieho séra a konzervačné látky (nominálna hladina)	Fľaštičky s kvapkadlom
	NÍZKA (7,5 µg/ml)	1 x 4 ml
	STREDNE VYSOKÁ (30,0 µg/ml)	1 x 4 ml
	VYSOKÁ (75,0 µg/ml)	1 x 4 ml

Pri každej novej šarži kontrolných vzoriek by si malo každé laboratórium stanoviť svoje vlastné rozsahy.

4 Varovania a bezpečnostné opatrenia

- Na **diagnostické použitie *in vitro***.
- Nezmiešavajte kontrolné vzorky z rôznych čísel šarží.
- Každú šaržu používajte ako súpravu.

5 Návod na použitie

- Kompletné zhrnutie a vysvetlenie testu na stanovenie levetiracetamu ARK Levetiracetam Assay nájdete v písomnej informácii priloženej k baleniu testu ARK Levetiracetam Assay.
- Kontrolné vzorky sú pripravené na použitie. Pred nadávkovaním každú úroveň premiešajte jemným prevrátením.
- Do jednotlivých nádobiek na vzorky vytlačte pre každú úroveň dostatočný objem (~40 µl/kvapka). Pozrite si požiadavky na objem vzorky, ktoré sú špecifické pre prístroj. Uzávery vráťte späť na pôvodné nádoby a pevne ich utiahnite.
- Uchovávajte pri teplote 2 – 8 °C. Použite pred uplynutím dátumu expirácie.

6 Obmedzenia postupu

Správne a reprodukovateľné výsledky závisia od správne fungujúcich prístrojov, reagensov, kalibrátorov, kontrolných vzoriek, uchovávania produktu podľa pokynov a správnej laboratórnej techniky.

7 Obchodné známky

ARKTM je obchodná známka spoločnosti **ARK** Diagnostics, Inc. Ostatné značky alebo obchodné názvy sú obchodnými známkami ich príslušných vlastníkov.



ARK Diagnostics, Inc.
Fremont, CA 94538 USA

Vytlačené v USA
Upravené vo februári 2017
1600-0171-00SK Rev 03